

SMARTAPE™

SUTURE PLATE NON RESORBABLE
TRESSÉE DE POLYBEND





SPÉCIFICATIONS

RÉFÉRENCES

292-2000 Bleue
292-2001 Blanche/ bleue

MATÉRIAU

UHMWPE ASTM F2848 - 17
Nom de marque: HS Fiber

TYPE

Suture USP2 metric 5

TAILLE

Longueur de la bande : 80 cm
Largeur de la bande : 1.4 +/-0.2 mm
Longueur Moyenne de la suture : 101 cm
10 cm de fil rond à chaque extrémité
Transition de la partie ronde en bande est d'un seul tenant

PROCESS DE FABRICATION

E braid

COULEURS

Bleue
Blanche / Bleue

AIGUILLES

Pointe ronde 1/2 cercle - longueur : 26 mm (trans-tendineuse)
Triangulaire 3/8 cercle - longueur : 40 mm (trans-osseuse)

VENDU STÉRILE

Quantité une par boîte
4 étiquettes patients
1 notice instruction
Etiquette spécifique "Distributed by FX Solutions"

INDICATIONS

Produit indiqué pour la réparation ou le renforcement ligamentaire, l'ancrage tendineux ou ligamentaire, la réinsertion des tubérosités, le rapprochement et la ligature des tissus mous.



1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France
Tél. : +33 (0)4 74 55 35 55
Fax : +33 (0)4 74 52 44 01
E-mail : info@fxshouldersolutions.fr
fxshouldersolutions.fr