



# SOLUTIONS



“ARTHROSE”




**EASYTECH®**  
Zementiert



**EASYTECH  
REVERSED®**  
Zementfrei



**HUMERIS®**  
Zementfrei



**HUMERIS  
REVERSED®**  
Zementfrei



**HUMELOCK  
REVERSED®**  
Zementfrei


## TECHNISCHE ÜBERSICHT



# ANATOMISCH



**HUMERIS®**  
Zementfreier Schatt  
Ø08,, 10, 12, 14mm



**EASYTECH®**  
Verankerungsplatte  
Ø30, 34, 38mm



**HUMELock II®**  
Zementfreier Schatt  
Ø06, 08,  
10, 12mm

**Doppelkonus**  
TA6V +0mm/0° mit  
Extraktionsinstrument

**Zentrischer Spacer**  
+3mm & +5mm


**Prothesenköpfe**  
**CoCr**  
6 Zentrische Köpfe  
Ø39x14    Ø46x17  
Ø43x16    Ø50x19

8 Exzentrische Köpfe\*  
Ø39x15    Ø46x18  
Ø43x17    Ø50x20

**HEMI** ↔ **TOTAL**





**3-4 Zapfen**  
**Glenoid**  
XS, S, M, L



**2-Zapfen**  
**Glenoid**  
XS, S, M, L

**Oberflächenglenoid**



\*Auch in CoCr/TiN auf Anfrage erhältlich

# INVERS - REVISION - INVERS

## INVERS



### HUMERUS PFANNE 135°/145°

3 Größen: +3, +6, +9mm  
2 Durchmesser: 36, 40mm



### GLENOSPHEREN CoCR 10° NEIGUNG

2 Durchmesser: Ø36 oder 40mm





### Basisplatte Ø24mm TA6V ELI/Ti+HA




### Zusätzliche Verlängerungszapfen +6mm und +10mm



### Standard oder Verriegelungsschrauben 4.5mm L. 15mm-40mm



## REVISION




## INVERS




### HUMERUS PFANNE

3 Größen: +3, +6, +9mm  
2 Durchmesser: 36, 40mm



### SYMMETRISCHE HUMERUSPFANNE

3 Größen: +3, +6, +9  
2 Durchmesser: 36 & 40mm




### Möglichkeit:

Humeral Spacer (+9mm)  
Größens +12, +15 & 18mm

### HUMELOCK REVERSED®

#### Zementfreie Schäfte

Ø32/08mm  
Ø32/10mm  
Ø32/12mm  
Ø36/10mm  
Ø36/12mm  
Ø36/14mm  
Ø40/12mm



### HUMELOCK REVERSED® Zementfrei

Ø32/06mm  
Ø36/08mm  
Ø40/10mm

# PROPERTIES

## CEMENTED STEMSZEMENTIERT STEM

Priärstabilität durch Zement gewährleistet. Spiegelpolierter Shaft im distalen Teil. Umbauöglichkeit auf Invers.

## VERANKERUNGSPLETTEN EASYTECH®

Primärstabilität durch zentralen Zapfen und periphäres Verankerungssystem. Sekundärstabilität durch Doppelbeschichtung Ti+HA. Rotationsschutz durch spezielle Winkelanzahl des periphären Verankerungssystems. Umbaumöglichkeit auf Invers.

## 2-ZAPFEN ODER 3-4 ZAPFEN GLENOID

Es besteht aus UHMWPE mit Röntgenmarkern aus Tantalum, 2 Verankerungszapfen mit 2 verschiedenen Zwischengrößen XS-S / M-L. Mismatch zwischen 5 und 9 mm Konvexe raue Oberfläche knochenseitig für eine bessere Haftung des Zementes.

HUMERUS KOPF/ GLENOID KOMPATIBILITÄT				
Glenoid Größe	XS	S	M	L
Kopf Durchmesser	39/43	39/43	43/46/50	43/46/50

Glenoid Größe	39		43		46		50	
	Zentrische	Exzentrische	Zentrische	Exzentrische	Zentrische	Exzentrische	Zentrische	Exzentrische
XS	6.59	7.48	5.06	5.77	3.44	4.15	1.77	2.37
S	8.19	9.08	6.66	7.37	5.04	5.75	3.37	3.97
M	9.99	10.88	8.46	9.17	6.84	7.55	5.17	5.77
L	9.99	10.88	8.46	9.17	6.84	7.55	5.17	5.77

## ZEMENTFREIES OBERFLACHENGLENOID

Passt sich jeder Anatomie an, Ø20 mm, hochverfestigtes UHMWPE mit TA6V ELI Grundkörper, beschichtet mit Ti + HA, mit 3 Antirotationsfalten und Extraktionssystem. 2 zusätzliche Verlängerungszapfen + 6 und + 10 mm für tiefere Verankerung.



GLOBAL HEADQUARTERS  
1663, rue de Majornas  
01440 Viriat, France  
[www.fxshouldersolutions.fr](http://www.fxshouldersolutions.fr)

US HEADQUARTERS  
13465 Midway Road, Suite 101  
Dallas, TX, USA 75244  
[www.fxshouldersolutions.com](http://www.fxshouldersolutions.com)